

プロセブンマット  
Pro7

# 穴あけ不要の地震対策 プロセブンマット

「研究所内」の様々なシーンで  
利用されています



## プロセブン 耐震金具 設置事例

- ・大型検査装置
- ・卓上分析機
- ・スチールラック
- ・業務用冷蔵庫  
等の対策に

POM 【アジャストフット差込型金具】	NSD・PSD 【側面装着型耐震金具】	EL 【側面装着型耐震金具】	PS 【ジャッキアップ型耐震金具】

### プロセブン耐震金具とは

従来、研究設備や研究機器の地震対策を考えたとき、アンカーボルト固定やビス留め固定が一般的でした。しかし、アンカー対策や、ビス留め対策を行う場合は、床や対象物への穴あけ作業のため、粉塵や振動が発生し、対策自体が行えない場合もありました。プロセブン耐震金具は、耐震マットと専用の耐震金具を使用するため床への穴あけは必要なく、施工時に粉塵や振動は一切発生しません。

取り付け取り外しが簡単

水洗いで繰り返し利用可能

施設のレイアウト変更や移設にも対応



## プロセブンマット®とは

プロセブンマット®は、固体と液体の両方の性質を併せ持つゲルに、粘着性と低反発性をプラスした素材です。柔軟性と粘着力により、転倒防止や横滑り防止の効果を発揮します。



### プロセブンマット

#### ラインナップ

型番	P-N30L	P-N40L	P-N50L	P-N1001L	P-N2016L
マットサイズ	30×30×t5mm	40×40×t5mm	50×50×t5mm	100×100×t5mm	20×20×t5mm
入り数	4枚	4枚	4枚	1枚	16枚
耐震荷重	40kg(4枚使用時)	64kg(4枚使用時)	100kg(4枚使用時)	100kg(1枚分使用時)	64kg(16枚使用時)

### プロセブン バイオマスマット

#### ラインナップ

型番	B-N30G	B-N40G	B-N50G	B-N1001G
マットサイズ	30×30×t5mm	40×40×t5mm	50×50×t5mm	100×100×t5mm
入り数	4枚	4枚	4枚	1枚
耐震荷重	50kg(4枚使用時)	90kg(4枚使用時)	140kg(4枚使用時)	140kg(1枚分使用時)

#### 特徴

- 材質: ポリウレタン
- 耐用年数: 5~7年 (プロセブンマット)  
8~10年 (バイオマスマット)
- 適応温度: -20℃~75℃
- 震度7クラス対応
- 取り外しが簡単
- 水洗いで繰り返し使用可能

#### 導入実績

- 官公庁
- 電気メーカー
- 自動車メーカー
- 研究所
- 産業機器メーカー
- 病院
- 美術館 等

#### 豊富な試験データ

- 耐震試験1000ガルクリア
- 粘着力試験
- オフガス(VOC)試験
- 加水分解性試験
- 促進耐光性試験
- 難燃性試験
- RoHS指令適合

#### 実験映像公開

プロセブン耐震マット実験動画  
(京都大学 防災研究所)




新商品

## 『キャッチジェル®』薬品瓶転倒防止パッド

ガラス器具の転倒による破損・危険物質の流出を防止できます。

#### ラインナップ



型番	CR-A7620C	CR-A5620C
サイズ	φ76×t3.5mm	φ56×t3.5mm
入数	3枚	3枚
適応ボトルサイズ	500~1,000ml	250ml

お問い合わせはこちら



#### Safety & Security

製造・発売元 **プロセブン株式会社**

URL <https://www.pro-7.co.jp>

- 商品の色は印刷物のため、実際の色と異なることがあります。
- 商品は予告なく、デザイン・仕様等の変更をすることがありますのでご了承ください。

**CT** コスモトレーディング株式会社

本社  
大阪市淀川区西中島 5-5-15 新大阪セントラルタワー  
TEL: 06-6309-3578 / FAX: 06-6309-3638

名古屋支店  
名古屋市中区名駅 2-23-14 VIA141 ビル  
TEL: 052-565-4410 / FAX: 052-571-7053  
Mail: [info@cosmotrading.co.jp](mailto:info@cosmotrading.co.jp)

<https://www.cosmotrading.co.jp>